

Ficha Tecnica

Fecha actualización: 09/2006

Nombre producto: ACRY PLUS	Definición químico/técnica Diente artificial en resina de 4 capas cromáticas
Proveedor: Dental Manufacturing S.p.A. Via Ca'Mignola Nuova, 1699 Badia Polesine (RO)	Teléfono 0425/51628 - 590587

CLASIFICACIÓN

Dispositivo médico clase 2A certificado **CE 0546**

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Polimetilmetácrilato Cross linked
Pigmentos: Oxidos metálicos
Pigmento fluorescente

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO	sólido	
COLOR	varias coloraciones multicapas	
ODOR	ningún	
HIDROSOLUBILIDAD	Insoluble	
BLEACH TEST	OK	conforme ISO 3336
DUREZA VICKERS	24.4	conforme test VICKERS HV15
TEST ABRASION	Ra (ratio) = 0.630±0.229	conforme BS 5136
ADHESION	OK	conforme ISO 3336
FLUORESCENCIA	producto fluorescente	conforme ISO 3336

OTRA INFORMACION

DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES MOVILES

Informar el paciente sobre las normas higiénicas diarias aconsejadas; no cepillar excesivamente para evitar la deterioración por abrasión y no inmergir en álcali, acidos u otras sustancias ofensivas para los materiales acrílicos.

Esta ficha anula y sustituye toda edición anterior.
Leyenda: n.a. no aplicable, n.d. no disponible.
En la ficha de seguridad del producto, se evidencian los riesgos específicos y las medidas que hay que tomar.
Se aconseja leer antes de utilizar.